


各種ベッド取付部分に合わせた補助金具を使用する ピタッとアームのユニバーサルクランプ取り付け方法 (ベッドヘッド部分のサイズ：縦16mm × 横41mm)

本紙での説明対象ベッドヘッドのサイズ

ベッドヘッド部分のサイズ
縦16mm × 横41mm



図は分かりやすく説明する為、
実際の寸法比率・色・形状など異なります。




写真 (KA-830A)

本紙の説明に該当するパラマウントベッド一例

KA-830A	KA-59220A
KA-830	KA-59120A
KA-840	KA-504F

使用する補助金具

- ・補助金具B 1枚
- ・補助金具C 1枚



↑
金具Dの奥が下の支えに
引っかかるように

